

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2

0
2
5



Dentalpin

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

THE PREMIUM DENTAL

Οδοντιατρικός Εξοπλισμός • Ψηφιακά Συστήματα Απεικόνισης

Γ. Κονδύλη 7 • 151 22 Μαρούσι • Τηλ. 210 8025840 • E-mail: info@dentalpin.gr • www.dentalpin.gr

Zenchroma - Universal Composite



- Ακτινοσκιερή σύνθετη ρητίνη αποκαταστάσεων με την ικανότητα να προσαρμόζεται στην απόχρωση του δοντιού στο οποίο εφαρμόζεται χαμαιλεοντισμός
- Ικανότητα χρωματικής προσαρμογής στις 16 κλασικές αποχρώσεις VITA
- Ικανότητα μίμησης του χρώματος των τοιχωμάτων της κοιλότητας στην οποία εφαρμόζεται
- Διαθέτει και OPAQUER για χρήση συμπληρωματικά σε αποκαταστάσεις III και VI ομάδας για μπιλοκάρισμα του φόντου της στοματικής κοιλότητας
- Χρώματα universal και opaque

Συσκ.: 4 gr σύριγγα

Dynamic Flow Universal Flowable Restorative - Refill

Η λεπτόρρευστη ρητίνη της President Dental με χαμηλό ιξώδες.



- Εξαιρετική βιοσυμβατότητα με την οδοντίνη και τον πολφό
- Εσωτερική επένδυση κοιλότητας με εξαιρετικά σκληρές ιδιότητες
- Συνδέεται χημικά με κόλλες και σύνθετα υλικά
- Περιέχει υδροξυφωσφορικό ασβέστιο
- Απελευθερώνει ιόντα ασβεστίου, υδροξυλίου, φωσφορικού και φθορίου
- Απελευθέρωση φθορίου
- Αδιάλυτο σε νερό και στοματικά υγρά

Ενδείξεις

- Αποκατάσταση ελάχιστα επεμβατικής κοιλότητας (Τάξη V και Κατηγορία III)
- Εμφράξεις κοιλοτήτων και σχισμών
- Βάση και επένδυση για άμεσες αποκαταστάσεις
- Επισκευή ακρυλικών προσωρινών υλικών
- Επισκευή αισθητικής έμμεσης αποκατάστασης

Συσκ.: 2 gr σύριγγα

Zenit Nano Composite Kit

Nano ρητίνη με υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.



- Δεν κολλάει στα εργαλεία
- Περιέχει ποσοστό πορσελάνης επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση συγκόλλησης και φωτεινότητας κατά το γυάλισμα
- Το φαινόμενο χαμαιλέοντα επιτρέπει στο σύνθετο υλικό να προσαρμόζεται τέλεια στη δομή των δοντιών
- Είναι συμβατό με το DIN EN ISO 24 049

Τεχνικές προδιαγραφές:

- | | |
|----------------------|-----------|
| Vickers Hardness | 1088 Mpa |
| E-Module | 18154 Mpa |
| Compressive Strength | 462 Mpa |
| Flexural Strength | 152 Mpa |
| Tensile Strength | 66 Mpa |
| Radiopacity | 220% Al |
- Light-curing Nano-Composite με εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες και βελτιστοποιημένο χειρισμό
 - Νέα προηγμένη φόρμουλα
 - Μειωμένη συρρίκνωση
 - Για όλες τις κατηγορίες κοιλοτήτων
 - Μέγεθος σωματιδίων 15 - 20 nm (11% του περιεχομένου - βάρος)
 - Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε πληρωτικό 83% της διογκωμένης επιφάνειας σωματιδίων και η υψηλότερη πυκνότητα μπορεί να αντέξει υψηλότερο φορτίο

Packaging Details

- 7x4gr Syringe (A1, A2, A3, A3.5, B2, A20, W2)
- 1X5ml Prebond (5th Generation Adhesive System)
- 1x3ml Etching Gel
- Dynamic Flow Refill A2 shade
- 1x1 pcs shade guide
- 1x50 pcs applicator
- 1x4 pcs mixing well
- User guides



ZENIT Nano Ceramic Composite Refill

Συσκ.: 4 gr σύριγγα



TMR Z Fill 10.

Σειρά νανοϋβριδικών ρητινών προηγμένης τεχνολογίας

Οι ρητίνες Z Fill 10 διατίθενται σε: Universal πάστα, Flow ρευστή και Low Flow παχύρρευστη.

- Παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου και εξαιρετική αντοχή. Πρωτοποριακή τεχνολογία ενίσχυσης με συστατικά κεραμικών επιτυγχάνει παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου μακροπρόθεσμα καθώς επίσης και υψηλή δύναμη και αντοχή.
- Ιδανική σύσταση
- Ικανοποιητική γκάμα αποχρώσεων.



Αυτοαδροποιητικός συγκολλητικός παράγοντας οδοντίνης και αδαμαντίνης

Κατάλληλος επίσης για κεραμικά και μέταλλα.

Προηγμένη Συγκόλληση και Ταχύτητα

Το AQUA BOND 0 επιτυγχάνει σταθερή συγκόλληση χωρίς ευαισθησία σε συνθήκες υγρασίας, δηλ. τόσο σε στεγνές όσο και σε υγρές συνθήκες, χάρη στο συστατικό του, M-TEG-P. Πρόκειται επομένως για έναν συγκολλητικό παράγοντα που εμποδίζει τη μείωση της αντοχής συγκόλλησης που προκαλείται από την υγρασία.

Συγκολλάται με διάφορα υλικά

Χάρη στο M-TEG-P και άλλα συστατικά συγκόλλησης, το TMR-AQUA BOND 0 μπορεί να συγκολληθεί σε μια ευρεία γκάμα υλικών, από τις οδοντικές ουσίες έως τη ζirkονία, το τιτάνιο και τα πολύτιμα μέταλλα κατά τη θεραπεία εμφράξεων και ενδοστοματικής επιδιόρθωσης.



Αγοράζοντας 5 σύριγγες

ΔΩΡΟ

ή ο συγκολλητικός παράγοντας

TMR Aqua Bond 0



Yamakin-TMR Z Fill 10 Flow - Low Flow - Universal

Οδοντιατρικό αποκαταστατικό υλικό βασισμένο στη ρητίνη.

- Επιτυγχάνει παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου και αντοχή
- Χρησιμοποιώντας ειδική τεχνολογία ενίσχυσης, όχι μόνο επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου αλλά επίσης και υψηλή δύναμη και αντοχή
- Έχει χαρακτηριστικά επαναφόρτισης φθορίου, λαμβάνοντας το φθόριο που περιέχεται στην οδοντόπαστα και το στοματόπληγμα κι απελευθερώνοντάς το όταν απαιτείται
- Εξαιρετική χρηστικότητα
- Το Universal απομακρύνεται εύκολα από τη σπάτουλα αλλά το ιξώδες του τού επιτρέπει να εκτείνεται ομαλά
- Επιπλέον, καθώς το Flow και το Low Flow έχουν κατάλληλη ρευστότητα, είναι εύκολο να τοποθετηθούν όπως είναι επιθυμητό
- Περιεκτική παράθεση αποχρώσεων
- Σε συνδυασμό με την τεχνολογία ενίσχυσης, επιτεύχθηκε εξαιρετική ιδιότητα σκέδασης του φωτός. Από το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να αναμένεται ένα αποτέλεσμα χαμαιλεοντισμού καθώς το φως σκεδάζεται έτσι ώστε τα περιβάλλοντα χρώματα να γίνονται πιο φυσικά. Επιπλέον, οι αποχρώσεις A5 και OA5 έχουν προστεθεί στην γκάμα του Z Fill 10 και μπορεί να επιτευχθεί καλή αισθητική ακόμα και σε αυχενικές περιοχές μεγαλύτερων σε ηλικία ασθενών ή σε μικρές κοιλότητες
- Χρωματολόγιο-κάρτα περιλαμβάνεται σε κάθε συσκευασία

Σετ Standard Pack

(1 σύριγγα από το καθένα A1, A2, A3, E)
Διατίθεται σε Universal, Flow, Low Flow

Συσκευασία 2 τεμαχίων

(1 σύριγγα από το καθένα A2, A3)
Διατίθεται σε Universal, Flow, Low Flow

Συσκευασία 3 τεμαχίων της ίδιας απόχρωσης

Διατίθεται σε καθεμία από τις αποχρώσεις A2, A3, A3.5 και στους τύπους Universal, Flow, Low Flow



TMR-Z Fill 10 Flow

Συσκευασία:

Σύριγγα 2,6g (1,5mL), 10 άκρα βελόνες
Διατίθεται σε καθεμία από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OA5, OW, BW, E.

TMR-Z Fill 10 Low Flow

Συσκευασία:

Σύριγγα 2,6g (1,5mL), 10 άκρα βελόνες
Διατίθεται σε καθεμία από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OA5, OW, BW, E.

TMR-Z Fill 10 Universal

Συσκευασία:

Σύριγγα 3,8g (2mL)
Διατίθεται σε καθεμία από τις αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, C2, C3, D2, OA2, OA3, OW (οπάκ λευκό), BW (λευκό ρεύκανσης), E (αδαμαντίνη).



Nova Compo C

Το Nova Compo C είναι φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή, νανο-υβριδική σύνθετη ρητίνη για πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις.



- Ανθεκτικότητα και μακροζωία
- Εύκολος χειρισμός και εξαιρετική στίλβωση
- Δεν κολλά στα εργαλεία
- Χημική συρρίκνωση (συστολή) πολυμερισμού
- Ακτινοσκιερότητα
- Κατάλληλη για τεχνική mono layer και multi layer
- Υψηλού χαμαιλεοντισμού
- Ανώτερη αισθητική
- Μεγάλη γκάμα χρωμάτων

Συσκ.: 4 gr σύριγγα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ



Nova Compo HF (Flow)

Κατάλληλο για:

- Χρήση ως επένδυση κοιλότητας και κάθε είδους μικρές κοιλότητες
- Ως αρχική στρώση στις αποκαταστάσεις Κατηγορίας I έως V
- Πρόσθιες αποκαταστάσεις (Τάξεις III, IV)
- Αποκαταστάσεις κατηγορίας V (αυχενικές διαβρώσεις, διάβρωση ριζών, σφηνοειδείς βλάβες)
- Μικρές αποκαταστάσεις όλων των τύπων
- Εκτεταμένη έμφραξη ρωγμών
- Block out υποσκαφών
- Επισκευή σύνθετων / κεραμικών veneers

Συσκ.: 1 x 3 ml



ΠΡΟΣΦΟΡΑ



Nova Compo SF (Flow)

Είναι το πρώτο προϊόν που περιέχει αυτοσυγκολλούμενη ρευστή σύνθετη ρητίνη.

- Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της τεχνικής συγκόλλησης σε ένα προϊόν
- Συγκόλληση και έμφραξη χωρίς αδροποίηση και συγκολλητικό παράγοντα
- Περιέχει 2 λειτουργικά μονομερή για καλύτερη διπλή χημική συγκόλληση
- Το μονομερές MDP βελτιστοποιεί την απόδοση της αυτοαδροποίησης και παρέχει ανθεκτικότητα στην συγκόλληση
- Το μονομερές 4-META ενισχύει την αντοχή του δεσμού οδοντίνης
- Συνδέεται με την οδοντίνη και την αδαμαντίνη χωρίς ξεχωριστό συγκολλητικό παράγοντα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με ρητίνες με τεχνική συγκόλλησης
- Μειώνει την πιθανή ευαισθησία
- Βελτιώνει τις διαδικασίες αποκατάστασης μειώνοντας το χρόνο, τα βήματα και τα υλικά

Συσκ.: 1 x 2 gr σύριγγα



ΠΡΟΣΦΟΡΑ



Prebond SE 7ης γενιάς

Το Prebond SE είναι φωτοπολυμεριζόμενος συγκολλητικός παράγοντας ενός συστατικού για άμεσες και έμμεσες αποκαταστάσεις. Έχει σχεδιαστεί για να περιέχει λειτουργικά μονομερή MDP, μεθακρυλικό, φωτοεκκινητές, αιθανόλη και νερό.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Συγκόλληση σε οδοντίνη και αδαμαντίνη
- Συγκόλληση σε κεραμικές ή σύνθετων υλικών
- Συγκόλληση και επισκευή σύνθετων υλικών φωτοπολυμεριζόμενα σε υβριδικό κεραμικό, σύνθετο, μέταλλο ή αμάλγαμα

Σύνθεση

- Το Prebond SE περιέχει μεθακρυλικό, φωτοεκκινητές, αιθανολικό νερό
- Το μέγιστο πάχος στρώσης είναι 10 microns
- Η ελάχιστη τιμή PH είναι 2,77
- Περιέχει MDP 4 Meta-λειτουργικό μονομερές

PREBOND SE Light cure universal bond self-etch 5ml

58€



NEW



1 Pntίν Zenit αξίας 39€

Prebond 5ης γενιάς

Το Prebond είναι συγκολλητικός παράγοντας ενός συστατικού για τη συγκόλληση οδοντίνης/αδαμαντίνης. Έχει εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης με πολύ υψηλή υδρόφιλη σταθερότητα. Πολύ εύκολο στην χρήση με ελεγχόμενη ροή, με εξαιρετική βαθιά απορρόφηση κατά την τοποθέτηση, επιτρέποντας έτσι πολύ υψηλή αντοχή δεσμού, ελαχιστοποιώντας τα οριακά κενά.

48€



ΔΩΡΟ



1 Pntίν Dynamix Flow αξίας 25€

Ενδείξεις

- Ενδείκνυται για όλες τις αποκαταστάσεις σύνθετων υλικών
- Για τη συγκόλληση των αποκαταστάσεων μετάλλου ή αμαλγάματος
 - σε αποκαλύψεις ριζών
 - ρητίνες και compomers

Φυσικές ιδιότητες

- Εμφάνιση: υγρό χαμηλού ιξώδους χωρίς διασγή σωματίδια
- Τιμή pH: 3-3,2
- Κατά τον φωτοπολυμερισμό οδοντίνης: Δύναμη συγκόλλησης στην οδοντίνη: 30 mpa
- Αντοχή συγκόλλησης στο μη πολύτιμο μέταλλο: 20 mpa
- Αντοχή συγκόλλησης στο πολύτιμο μέταλλο: 24 mpa
- Χρόνος πολυμερισμού: 20 δευτερόλεπτα

Nova Compo B Plus Universal Adhesive

Το Compo B Plus είναι ένας 7ης γενιάς (one step) φωτοπολυμεριζόμενος συγκολλητικός παράγοντας με βάση την αιθανόλη/νερό, αυτοαδροποιούμενος.



ΔΩΡΟ 1 Ρητίνη
Nova Compo C

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα, είτε σε περιπτώσεις που χρειάζεται ολική αδροποίηση, είτε σε περιπτώσεις που χρειάζεται επιλεκτική
- Τόσο για άμεσες όσο και για έμμεσες αποκαταστάσεις
- Η ήπια οξύτητα αφήνει τους οδοντικούς σωληνίσκους κλειστούς για την εξάλειψη της μετεμφρακτικής ευαισθησίας
- Υψηλότερη αντοχή σύνδεσης τόσο στην οδοντίνη όσο και στην αδαμαντίνη
- Περιέχει 2 λειτουργικά μονομερή για καλύτερη διηρήχημη συγκόλληση

Συσκ.: 5 ml Dropper Bottle / 50 x Bonding Applicator pellets / 25 x Double Adhesive Platforms



Presigum Putty Soft Hydrophilic Normal / Fast

Αποτυπωτικά Γερμανίας με βάση την βινυλοπολυσιλοξάνη. Για άριστα αποτυπώματα. Συνιστάται για όλες τις τεχνικές αποτύπωσης: δύο σταδίων (διηρήχη αποτύπωση) ή ενός σταδίου (μονή αποτύπωση).



Normal



Fast

1

+

1

Presigum Light Hydrophilic Normal / Fast



Normal

Fast

Durosil Kit - C - Silicone Kit



Durosil L: C-Silicone Impression Material Putty
Durosil S: C-Silicone Impression Light Body
Paste Hardener: C-Silicone Impression Material Catalyst

Packaging Details

Durosil L: 1600 g / 900 ml
Durosil S: 193g / 150ml
Paste Hardener: 60ml

Honigum® Putty + Honigum® Light

Η **Honigum® Putty** είναι πολυβινυλοσιλοξάνη στοκώδους σύστασης.

Διατίθεται στους τύπους:

- Honigum Putty Rigid Fast για διορθωτικά αποτυπώματα
- Honigum Putty Soft για την τεχνική της ταυτόχρονης διπλής μείξης σε συνδυασμό με το Honigum Light
- Honigum Putty Soft Fast για την τεχνική της ταυτόχρονης διπλής μείξης σε συνδυασμό με το Honigum Light Fast

Ενδείξεις

- Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, αποτυπώματα ένθετων και επένθετων

Συσκ.: 2 βάζα των 450 ml, βάση και καταλύτης

Η **Honigum® Light** είναι πολυβινυλοσιλοξάνη λεπτόρρευστη, για αποτύπωση ακριβείας.

- Συνδυάζεται με όλες τις γνωστές πολυβινυλοσιλοξάνες
- Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα αυτόματης ανάμειξης

Ενδείξεις

- Υλικό για διορθωτικό αποτύπωμα σε όλες τις τεχνικές αποτύπωσης δύο φάσεων
- Ενδείκνυται για αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων και επένθετων

Συσκ.: 2 φύσιγγες των 50 ml, 12 ρύγχη ανάμειξης, 12 ενδοστοματικά ρύγχη



Zenitcem - Self Ashesive Composite Luting Cement - Dual Cure



Κονία μόνιμης συγκόλλησης, έμμεσων αποκαταστάσεων (ένθετα, επένθετα, στεφάνες, γέφυρες, ενδοδοντικοί άξονες) από ευγενή μέταλλα, μη ευγενή μέταλλα, PFM/Ζιργκόν, ολθοκεραμικά (στεφάνες και γέφυρες), άξονες υαλονημάτων.

Χαρακτηριστικά

- Αυτοσυγκολληόμενη, αυτοαδροποιούμενη
- Υψηλή αντοχή συγκόλλησης σε αδαμαντίνη, οδοντίνη, μέταλλο και κεραμικά
- Ακτινοσκιερό
- Διπλού πολυμερισμού
- Υψηλές μηχανικές ιδιότητες
- Προσφέρεται σε 2 αποχρώσεις: Διαφανής και A2

Συσκ.: Σύριγγα αυτόματης ανάμειξης 9,6 gr



Nova Resin Universal

Αυτοσυγκολληόμενη, αυτοαδροποιούμενη ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού. Για την συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων όπως κεραμικά, σύνθετα, μεταλλοκεραμικά και μέταλλα.



- Κατά την χρήση της κονίας, δεν απαιτούνται πρόσθετα συγκολλητικά μέσα
- Εξαιρετικά επίπεδα συγκόλλησης
- Τέλεια αδιαφανής απόχρωση
- Υψηλή και μακροχρόνια απελευθέρωση φθορίου
- Χαμηλό πάχος φιλμ εξασφαλίζει στενότερη εφαρμογή της αποκατάστασης
- Σχεδιασμένο για πολλές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της συγκόλλησης έμμεσων αποκαταστάσεων
- Μεταλλικές και μεταλλοκεραμικές εργασίες (ένθετα, επένθετα, στεφάνες, γέφυρες, ενδοδοντικοί άξονες)
- Όλα τα κεραμικά υψηλής αντοχής: οξείδιο ζιρκονίου, διπυριτικό λίθιο, κεραμικά από οξείδιο αλουμινίου (στεφάνες, γέφυρες, ενδοδοντικοί άξονες), υαλονήματα
- Ενδείκνυται και για ανασύσταση κολοβωμάτων

Συσκ.: 11 gr Base/Catalyst Double Syringe

Xtracem Glass Ionomer Luting Cement

Αδιαφανής υαλοϊονομερής κονία με παρατεταμένο χρόνο εργασίας ακολουθούμενο από αντίδραση snap-set. Συνδυάζει εξαιρετικό χειρισμό, χαμηλό πάχος φιλμ, υψηλή αντοχή και περιέχει φθόριο. Εξαιρετική πρόσφυση πορσελάνης, κεραμικού ή μετάλλου στη δομή των δοντιών.



54€



Ενδείξεις

- Συγκόλληση στεφανών, γεφυρών, ένθετων, επενθέτων, καρφιδών, αξόνων και ορθοδοντικών εφαρμογών
- Χαμηλό πάχος φιλμ
- Ακτινοσκιερό
- Απελευθέρωση υψηλής περιεκτικότητας σε φθόριο
- Χαμηλό μέγεθος σωματιδίων για την αδιαβροχοποίηση του υλικού
- Υψηλή αντοχή στη φθορά και τη διάβρωση
- Άριστη βιοσυμβατότητα

Συσκ.: 35 g σκόνη / 17ml υγρό
Χαρτί ανάμειξης και δοσομετρητής

Nova Glass L Radiopaque Glass Ionomer Luting Cement

- Καλός χρόνος εργασίας, καλές ιδιότητες ανάμειξης
- Χαμηλό μέγεθος σωματιδίων
- Υψηλή ακτινοσκιερότητα
- Υψηλή και μακροχρόνια απελευθέρωση φθορίου
- Καλή βιοσυμβατότητα
- Ισχυρός δεσμός με την οδοντίνη
- Συγκόλληση μεταλλικών ένθετων, επένθετων, στεφανών, γεφυρών και αξόνων
- Συγκόλληση εργασιών υψηλής αντοχής με βάση ζirkονία όλων των κεραμικών στεφανών και γεφυρών

Συσκ.: 35 gr Powder / 15 ml Liquid



K Files Stainless Steel

- Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι
- Διαθέσιμα Μήκη: 21, 25, 28, 31mm
- Προτεινόμενη Θερμοκρασία: $\leq 126^{\circ}\text{C}$
- Μεγέθη: 06/08/10/15/20/25/30 /35/40/45/50/55/60/70/80

Συσκ.: Κουτί 6 τεμ.

8,90€



Unitaper Gold Unitaper Blue Uni-One

NEW

29€

NEW

30€

NEW

27,90€



- Unitaper Gold Shaping Files: SX, S1, S2
- Unitaper Gold Finishing Files: F1, F2, F3, F4, F5
- Material: Nickel Titanium
- Standard: Gold
- Heat treatment Standard: Austenite
- Working Length: 21, 25, 31mm
- Recommended Rotary Speed: 300RPM
- Recommended Temp: $\leq 134^{\circ}\text{C}$

Συσκ.: Κουτί 6 τεμ.



- Material: Nickel Titanium
- Standard: Blue
- Heat treatment Standard: Martensite
- Working Length: 21, 25, 31mm
- Recommended Rotary Speed: 300-375 RPM
- Recommended Temp: $\leq 134^{\circ}\text{C}$

Συσκ.: Κουτί 6 τεμ.



- Material: Nickel Titanium
- Standard: Gold
- Heat treatment Standard: Martensite
- Working Length: 21, 25, 31mm
- Recommended Rotary Speed: 300-400 RPM
- Recommended Temp: $\leq 134^{\circ}\text{C}$

Συσκ.: Κουτί 2 ή 4 τεμ.

Uni-Path



31,90€

- Material: Nickel Titanium
 - Standard: Gold
 - Heat treatment Standard: Austenite
 - Working Length: 21, 25, 31mm
 - Recommended Rotary Speed: 300 RPM
 - Recommended Temp: ≤134°C
- Συσκ.:** Κουτί 4 τεμ.

Uni-RT



28,30€

- Material: Nickel Titanium
 - Standard: Silver
 - Working Length: 21, 25, 31mm
 - Recommended Rotary Speed: 250-360 RPM
 - Recommended Temp: ≤134°C
- Συσκ.:** Κουτί 6 τεμ.

Uni-Elves



31,90€

- Material: Nickel Titanium
 - Standard: Blue
 - Heat treatment Standard: Martensite
 - Working Length: 21, 25, 31mm
 - Recommended Rotary Speed: 350-400 RPM
 - Recommended Temp: ≤134°C
- Συσκ.:** Κουτί 5 τεμ.

Uni-Flex



27,90€

- Material: Nickel Titanium
 - Standard: Gold
 - Heat treatment Standard: Austenite
 - Working Length: 21, 25, 31mm
 - Recommended Rotary Speed: 200-350 RPM
 - Recommended Temp: ≤134°C
- Συσκ.:** Κουτί 5 τεμ.

C Files



8,90€

- Material: Stainless Steel
 - Working Length: 21, 25, 28, 31mm
 - Recommended Temp: ≤126°C
 - Size: 06/08/10/15/20
- Συσκ.:** Κουτί 6 τεμ.

HD Pluggers



19,90€

- Material: Nickel Titanium
 - Recommended Temp: ≤134°C
 - Size: 35/70 40/80 50/100 60/120
- Συσκ.:** 1 τεμ.

Κώνοι Χάρτου



Κώνοι MMPP
διαγραμμισμένοι
και χρωματικά
κωδικοποιημένοι

Συσκ.: Κουτί 100 τεμ.
με κωνικότητα 04 - 06

Κώνοι Γουταπέρκας



Αυτοματοποιημένο
σύστημα ελέγχου
με Laser DiaDent

Συσκ.: Κουτί 120 τεμ.

Κων. 02
5,50€

Κων. 04/06
8,90€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5+1
ΔΩΡΟ

Κων. 02
8,80€

Κων. 04/06
9,90€

Endoplus - Resin Based Root Canal Sealer

Το Endoplus είναι ένα εμφρακτικό ριζικών σωλήνων δύο συστατικών πάστας-πάστας διπλής σύριγγας με βάση την εποξική ρητίνη. Είναι το ενδοδοντικό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις τεχνικές εμφράξεις ριζικών σωλήνων.

- Μακροχρόνιες ιδιότητες εμφράξης
- Εξαιρετική σταθερότητα υλικού
- Άριστη βιοσυμβατότητα
- Αυτοσυγκολληόμενες ιδιότητες
- Ακτινοσκιερό

Πλεονεκτήματα

- Ο σχεδιασμός διπλής σύριγγας παρέχει ακριβή διανομή
- Είναι ομοιογενές, χωρίς φυσαλίδες αέρα και εύκολο στην ανάμειξη (πάστα/πάστα)
- Επιτυγχάνει ερμητική εμφράξη
- Διεισδύει εξαιρετικά στα μικρότερα πλευρικά κανάλια
- Δεν θερώνει τα δόντια
- Έχει χαμηλή διαλυτότητα στους μαλακούς ιστούς
- Έχει καλή ανοχή στην κορυφή

Χαρακτηριστικά

- Χρόνος εργασίας 35 λεπτών στους 23°C
 - Χρόνος αναμονής 45 λεπτών στους 37°C
 - Θερμοκρασίες αποθήκευσης: +18°C έως +24°C
- Συσκ.:** Σύριγγα 13,5 gr.- πλάκα ανάμειξης

58€



ΔΩΡΟ 1 Κώνοι
Γουταπέρκας



Ozosan Gel



NEW

Το πρώτο απολύτως φυσικό προϊόν με βάση το όζον με αναμφισβήτητη αντιβακτηριδιακή αποτελεσματικότητα. Το όζον θεωρείται το πιο ισχυρό απολυμαντικό στη φύση.

Είναι η θεραπεία του ιστού που έχει υποστεί βλάβη από τη λήψη διφωσφονικών. Η χρήση του Ozosan Gel® στο σημείο δράσης είναι πολύ απλή χάρη στην πρακτική σύριγγα με κυρτή βελόνα, που εγγυάται την ασφαλή και άνετη χρήση, χωρίς διασπορά του προϊόντος. Είναι ένα ιατρικό προϊόν κατηγορίας IIb που βασίζεται στο όζον O3. Το όζον είναι το πιο ισχυρό απολυμαντικό και αντιβακτηριδιακό που υπάρχει στη φύση και επομένως το Ozosan Gel® είναι ένα φυσικό προϊόν σε αντίθεση με άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα συνθετικής φύσης.

Περιοδοντολογία - Στοματοχειρουργική:

- Ουλίτιδα – οδοντικές αποσπάσεις
- Οξεία πυώδης ουλίτιδα του ορού
- Επιλεκτομές
- Ουλικοί θύλακες
- Ανυψωτικά άνω γνάθου
- Περιοδοντική νόσος
- Χειρουργική αφαίρεση νεοσχηματισμών διαφόρων ειδών
- Επεμβάσεις περιοδοντικής χειρουργικής
- Περιοδοντική νόσος προεπαφής

Συσκ.: σύριγγα 2,5 ml. του προϊόντος για ένα σύνολο 12 εφαρμογών

Εμφυτευματολογία - Ενδοδοντία:

- Εμφυτεύματα
- Ριζικοί σωλήνες
- Περιεμφυτευματίτιδα
- Οξείες και γαγγραινώδεις άμβωνες
- Επαναθεραπείες ριζικού σωλήνα ακόμη και με την παρουσία βλαβών
- Κορυφαία κοκκιώματα και φλεβοκομβικές οδούς
- Αποστήματα
- Κυψελίτιδα

120€

Dental Dam - Powder Free Natural Rubber Latex

Υψηλή ελαστικότητα με υψηλή ανοχή σχισίματος, που επιτρέπει την εύκολη στερέωση των αρπαγών. Το Dental Dam της President Dental είναι χωρίς πούδρα και χαμηλό σε πρωτεΐνη.



από ~~16,90€~~

13,52€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

4+1 ΔΩΡΟ



NEW

Άξονες Υαλονημάτων Refills

Ακτινοσκοπικοί και διαπερατοί στο φως, κατασκευασμένοι από σύνθετη ρητίνη ενισχυμένη με ίνες γυαλιού σε τέσσερα μεγέθη.

- Φυσική εμφάνιση, εξαιρετική ακτινοσκοπρότητα, υψηλή συγκράτηση, ήπιοι με τις ρίζες, εύκολη χρήση και αφαίρεση, κλινική τεκμηρίωση

2,20€
ΤΕΜ.

Μεγέθη: 1.05 – 1.20 – 1.35 – 1.50mm



MTA

Το MTA (Mineral Trioxide Aggregate) είναι ένα βιοενεργό επιδιορθωτικό τσιμέντο με βάση το πυριτικό τριασβέστιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ζωτικούς πολφούς και άλλες ενδοδοντικές και παιδοδοντιατρικές ενδείξεις σε νεογιλά και ζωντανά δόντια.

- Λεπτή πούδρα για ταχύτερη ενυδάτωση
- Πήζει γρήγορα
- Βιοσυμβατό
- High radiopacity
- Δεν αποχρωματίζει τα δόντια
- Εύκολη ανάμειξη, χειρισμός και τοποθέτηση

Χρησιμοποιήστε το MTA ως παχύρρευστη ή στοκώδη σύσταση για:

- Κάλυψη πολφού
- Διάτρηση πολφικού θαλάμου
- Πολυφοτομή
- Έμφραξη ακροριζίου

Χρησιμοποιήστε το MTA ως λεπτόρρευστη υφή για:

- Απορρόφηση ρίζας
- Ακρορριζεκτομή
- Ανάστροφη έμφραξη

Συσκ.: 1 Δόσης + 5 Δόσεων



Συσκευασία 1 Δόσης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

3+1 ΔΩΡΟ

Συσκευασία 5 Δόσεων

-50%


Διαμάντια Airmotor Υψηλής Ποιότητας από Ατσάλι



Μεγάλη ποικιλία αδροτήτων και σχημάτων.
Εξαιρετικής ποιότητας.
Ιδανική σχέση απόδοσης - τιμής με την εγγύησή της

TORQUE

**2,89€
ΤΕΜ.**

 ISO 190/018 FO-54C	 ISO 111/014 SF-12C	 ISO 001/018 BR-31C	 ISO 010/014 SI-47C	 ISO 068/042 WR-13C	 ISO 173/016 TF-12F	 ISO 171/016 TF-21F	 ISO 199/016 TR-11F	 ISO 198/018 TR-13F	 ISO 197/016 TR-21F	 ISO 199/016 TR-25F	 ISO 199/018 TR-26F
F Series											
 ISO 160/016 TC-11F	 ISO 160/014 TC-21F	 ISO 298/014 FO-21F	 ISO 298/016 FO-22F	 ISO 150/012 EX-18F	 ISO 237/021 EX-21F	 ISO 001/006 BR-48F	 ISO 304/016 WR-31F	 ISO 304/016 WR-S31F	 ISO 173/016 TF-12EF	 ISO 171/016 TF-21EF	 ISO 199/016 TR-11EF
EF Series											
 ISO 198/018 TR-13EF	 ISO 197/016 TR-21EF	 ISO 199/016 TR-25EF	 ISO 199/018 TR-26EF	 ISO 160/016 TC-11EF	 ISO 160/014 TC-21EF	 ISO 298/014 FO-21EF	 ISO 298/016 FO-22EF	 ISO 237/021 EX-21EF	 ISO 196/020 CR-11F	 ISO 196/019 CR-11EF	 ISO 196/015 CR-12F
CR Inlay Preparation Series											
 ISO 196/015 CR-12EF	 ISO 197/012 CR-21F	 ISO 299/013 CR-22F	 ISO 254/017 FO-30F	 ISO 248/014 FO-20EF	 ISO 243/012 FO-40EF	 ISO 248/012 FO-41EF	 ISO 248/012 FO-42EF	 ISO 001/014 BR-40EF	 ISO 001/006 CD-50F	 ISO 138/007 CD-51F	 ISO 138/007 CD-52F
CR Polishing Series									CD Series		
 ISO 161/007 CD-53F	 ISO 246/006 CD-54F	 ISO 254/009 CD-55F	 ISO 246/007 CD-56F	 ISO 247/007 CD-57F	 ISO 108/008 CD-58F	 ISO 171/013 CD-59F	How to see this chart Max. allowable r.p.m. 450,000r.p.m. 300,000r.p.m. 160,000r.p.m. Color coding Coarse/125-150μm Standard/106-125μm Fine/53-63 μm Extra Fine/20-30μm Extra Coarse ISO No. Order No. Shape 				
 ISO 199/016 TR-11-EC	 ISO 199/016 TR-12-EC	 ISO 198/018 TR-13-EC	 ISO 200/022 TR-15-EC	 ISO 257/018 FO-32-EC	 ISO 257/028 FO-25-EC	 ISO 001/018 BR-31-EC					
EC Series											



ISO 173/014 TF-11	ISO 173/016 TF-12	ISO 173/018 TF-13	ISO 172/023 TF-14	ISO 171/014 TF-20	ISO 171/016 TF-21	ISO 170/021 TF-22	ISO 170/018 TF-23	ISO 170/016 TF-31	ISO 169/011 TF-41	ISO 170/012 TF-42	ISO 170/014 TF-43
TF Series											
ISO 199/016 TR-11	ISO 199/016 TR-12	ISO 198/018 TR-13	ISO 198/022 TR-14	ISO 200/022 TR-15	ISO 200/024 TR-19	ISO 197/014 TR-20	ISO 197/016 TR-21	ISO 197/018 TR-24	ISO 199/016 TR-25	ISO 199/018 TR-26	ISO 160/016 TC-11
TR Series											TC Series
ISO 160/014 TC-21	ISO 160/012 TC-26	ISO 299/012 FO-11	ISO 298/014 FO-21	ISO 298/016 FO-22	ISO 257/028 FO-25	ISO 257/032 FO-27	ISO 257/018 FO-32	ISO 111/012 SF-11	ISO 111/014 SF-12	ISO 111/016 SF-13	ISO 110/014 SF-21
FO Series						SF Series					
ISO 109/013 SF-31	ISO 109/010 SF-41	ISO 288/012 SO-20	ISO 289/014 SO-21	ISO 141/012 SR-11	ISO 141/014 SR-12	ISO 141/016 SR-13		ISO 553/019 RS-11	ISO 545/018 RS-21	ISO 554/018 RS-31	ISO 039/032 EX-11
SO Series			SR Series			RS Series			EX Series		
ISO 039/035 EX-12	ISO 237/018 EX-20	ISO 237/021 EX-21	ISO 220/017 EX-24	ISO 237/032 EX-26	ISO 234/014 EX-31	ISO 237/010 EX-41	ISO 001/018 BR-31	ISO 001/016 BR-40	ISO 001/014 BR-41	ISO 001/010 BR-45	ISO 001/012 BR-46
BR Series											
ISO 001/008 BR-49	ISO 002/018 BC-31	ISO 002/014 BC-42	ISO 002/012 BC-43	ISO 019/010 DI-41	ISO 019/014 DI-42	ISO 010/012 SI-46	ISO 010/014 SI-47	ISO 010/016 SI-48	ISO 068/042 WR-13	ISO 171/014 TF-S20	ISO 171/016 TF-S21
BC Series			DI Series			SI Series			WR Series	S Series	
ISO 170/021 TF-S22	ISO 170/018 TF-S23	ISO 170/016 TF-S31	ISO 169/011 TF-S41	ISO 198/018 TR-S13	ISO 197/016 TR-S21	ISO 160/014 TC-S21	ISO 298/014 FO-S21	ISO 288/012 SO-S20	ISO 001/010 BR-S45	ISO 001/012 BR-S46	ISO 002/014 BC-S42
ISO 002/012 BC-S43	ISO 019/010 DI-S41	ISO 010/012 SI-S46	ISO 010/016 SI-S48	ISO 198/016 TF-SS31	ISO 197/016 TR-SS21	ISO 019/010 DI-SS41	ISO 173/018 TF-13C	ISO 198/018 TR-13C	ISO 197/018 TR-62C	ISO 160/016 TC-11C	ISO 275/018 FO-32C
SS Series						C Series					

Φρέζες Βολφραμίου

7801 7901 7406 7405 7404

8€
ΤΕΜ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5+1
ΔΩΡΟ

12 λείπιδες φρέζες με επικάλυψη τιτάνιου, σχεδιασμένες για τη λείανση και το φινίρισμα των ρητινών.

- 6 φορές μεγαλύτερη αντοχή σε σχέση με το διαμάντι
- Πολύ καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα στην επιφάνεια λείανσης με λιγότερες δονήσεις

Φρέζα κοπής μετάλλου GW-2

Ιδανική για κοπή κορωνών, στεφανών και μετάλλων χωρίς μεταφορά δονήσεων στη χειρολαβή

6€
ΤΕΜ.

5+1
ΔΩΡΟ

Φρέζα ENDO-Z

Φρέζα για ατραυματική διάνοιξη πολφικού θαλάμου με επικάλυψη τιτανίου 21-23-26-28mm

8€
ΤΕΜ.

5+1
ΔΩΡΟ

Φρεζοδιάμαντα 847 - 856

Κατάλληλα για τρόχισμα δοντιού - αμαγάλματος. 016 - 018 - 023

8€
ΤΕΜ.

5+1
ΔΩΡΟ

Φρέζα διχοτόμησης Zekrya

Φρέζα για διχοτόμηση και διαχωρισμό ριζών. Δυνατότητα οριζόντιας κοπής δοντιού 21-23-26-28mm

6€
ΤΕΜ.

5+1
ΔΩΡΟ

Φρέζα κοπής οστού Liderman 167

Η ειδική της γεωμετρία επιτρέπει την αποτελεσματική κοπή σκληρών ιστών ή οστικού ιστού κατά την αφαίρεση υπολειμμάτων

16€
ΤΕΜ.

5+1
ΔΩΡΟ

Φρέζες Carbide Airmotor & Micromotor



Φρέζες Carbide 21mm
Από 3,20/τεμ.
σε 2,66/τεμ.

16€
5 ΤΕΜ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5+1
ΔΩΡΟ

20€
5 ΤΕΜ.

Φρέζες Long
Από 4,00/τεμ.
σε 3,33/τεμ.



TORQUE

Ποτήρια Χρωματιστά

Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

Συσκ.: 100 τεμ.

1,95€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
10+1
ΔΩΡΟ



Σιελαντλίες Χρωματιστές

Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

Συσκ.: 100 τεμ.

3,20€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
10+1
ΔΩΡΟ



Πετσέτες Χρωματιστές

Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

Συσκ.: 500 τεμ.

από
16,90€

15,20€



Τολύπια Βάμβακος

Συσκ.: 1000 τεμ.

6,90€



Γάζες

Γάζες non-woven 4-ply premium quality.

Μη αποστειρωμένες 5x5 cm

Συσκ.: 100 τεμ.

1,80€



Φάκελοι Αποστείρωσης

Συσκ.: 200 τεμ.

57x130

90x230

135x230

5,90€

9,90€

15,60€



Βελόνες Αναισθησίας MJECT

Συσκ.: 100 τεμ.

11,90€

3+1
ΔΩΡΟ



Χειρουργικά Πεδία

75x50cm

Συσκ.: 50 τεμ.

0,73€

50+10
ΔΩΡΟ



BevistoSept Επιφανειών

Απολυμαντικό επιφανειών, έτοιμο προς χρήση, χωρίς αλδεϋδες ή φαινόλες.

- Μερικώς ιοκτόνο αποτελεσματικότητα ως ανά RKI, δηλ. όλοι οι ιοί με περίβλημα όπως HBV, HIV, HCV (BVDV), SARS-CoV

Συσκ.: Φιάλη 5 lt

42,90€

MADE IN
GERMANY



Bevisto-Instrumental Εργαλείων

Συμπύκνωμα για την απολύμανση

των οδοντιατρικών εργαλείων και φρεζών.

- Αποτελεσματικό για όλα τα ιατρικά και χειρουργικά εργαλεία κατασκευασμένα από γυαλί, καουτσούκ, πλαστικό, μέταλλο, πορσελάνη, κεραμικό καθώς επίσης και θερμομεισθητά εργαλεία αναισθησίας και άκαμπτα ενδοσκόπια σε ιατρικούς τομείς

Συσκ.: Φιάλη 1 lt

22,88€

MADE IN
GERMANY



Bevisto W1 και W2

Καθαριστικό (όξινο) για χειρουργικές αναρροφήσεις, χωρίς αλδεϋδες και φαινόλες.


Το Bevisto W1 χρησιμοποιείται κατά την εβδομαδιαία εναλλαγή με Bevisto W2.

Συσκ.: Φιάλη 1 lt

MADE IN
GERMANY



19€



14€

BevistoSept Plus Wipes

Απολυμαντικά μαντηλάκια σε ανταλλακτική συσκευασία έτοιμα προς χρήση.

- Είναι εμποτισμένα με το απολυμαντικό BevistoSept

Συσκ.: 120 τεμ.

7,10€

MADE IN
GERMANY



Σύστημα θερμαινόμενης γουταπέρκας Endo Obturation System



850€

- Το σύστημα 2 σε 1 κάνει την πλήρωση πιο εύκολη και βολική
- Ψηφιακή οθόνη ρύθμισης θερμοκρασίας
- Εργονομική λαβή
- Ταχεία θέρμανση για βελτιωμένη απόδοση λειτουργίας
- Ψηφιακή ένδειξη ισχύος μπαταρίας
- Ένδειξη κατάστασης εργασίας
- Ακούγεται ήχος βομβητή κατά τη λειτουργία
- Ασύρματη χειρολαβή, εύκολη στη χρήση
- Κράτημα και λειτουργία πολύ άνετα
- Ο ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας και το θερμικό προστατευτικό καπάκι μπορούν να αποτρέψουν τα εγκαύματα
- Η βελόνα του πιστολιού μπορεί να περιστραφεί 360°, οπότε είναι πιο εύκολο να πάρει τη θέση πλήρωσης

- Βιδωτό σχέδιο βελόνας πιστολιού, αποτρέπει αποτελεσματικά την κόλληση
- Μπορεί να φτάσει τους 200°C στα 30" και λιώνει όλα τα είδη γουταπέρκας
- Μεγάλη επάρκεια μπαταρίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Χειρολαβή υψηλών με ταχυσύνδεσμο ή με σύνδεση Midwest



270€

για ταχυσύνδεσμο
Κανο με οπτική ίνα

255€

αυτόφωτη

180€

χωρίς φως



Σετ Χειρολαβών Siger

Περιλαμβάνει μια χειρολαβή χαμηλών 1:1, μία χειρολαβή ευθείας και ένα μοτέρ αέρος (luft motor) σε τιμή έκπληξη.

390€

Συσκευή Σοδοβολής με κομψή σχεδίαση

- Εκτοξεύει σόδα, αέρα και νερό απομακρύνοντας αποτελεσματικά χρωστικές, δυσχρωμίες που προκαλούνται από τον καπνό, τον καφέ, το τσάι κλπ.
- Περιστρεφόμενο και αφαιρούμενο ακροφύσιο
- Συνδέεται απευθείας στην οδοντιατρική μονάδα
- Διαφανές π्लाστικό κάλυμμα που επιτρέπει την ποσότητα της σόδας



390€

Συσκευή Σοδοβολής Βοηθητική (χειρολαβή)

Σύνδεση στην γραμμή αερότορ.

65€



Αυτόκαυστος Κλίβανος Siger AMI-17L/23L Class B

Αυτόκαυστος κλίβανος Class B 17 και 23lt.

- Με μοναδικό σύστημα διαχωρισμού αέρα - νερού που ενισχύει την απόδοση και αξιοπιστία του συστήματος
- Η σωστή κατανομή ατμού εξασφαλίζει ομοιόμορφη θέρμανση στο εσωτερικό του θαλάμου αποστείρωσης
- Έγχρωμη οθόνη αφής LED



Ακτινογραφικό Siray DC X-Ray της Siger



2200€

- Εικόνα υψηλής ποιότητας
- Προηγμένη γεννήτρια DC υψηλής συχνότητας και σταθερής τάσης
- Σωλήνας ακτίνων X DC Canon
- Το εστιακό σημείο 0,7 mm προσφέρει ευκρινείς εικόνες με βέλτιστες λεπτομέρειες
- Οι επιλέξιμες τιμές kV (55kV / 60kV / 65kV / 70kV) και τιμές mA (4mA / 7mA) παρέχουν εξαιρετική εικόνα για διάγνωση και έρευνα
- Βολικές επιλογές απεικόνισης
- Με βάση άφθονα κλινικά δεδομένα, 48 προκαθορισμένες συνδυαστικές διαδικασίες μπορούν να επιλεγούν γρήγορα ανάλογα με τον τύπο των δοντιών, το μέγεθος του ασθενούς, τον τρόπο απεικόνισης κ.λπ.
- Επαγγελματική ρύθμιση παραμέτρων
- Εξατομικευμένη ρύθμιση παραμέτρων, η ιδανική επιλογή για επαγγελματίες χρήστες
- Ευέλικτη κίνηση και εύκολη τοποθέτηση

Αποστακτήρας Νερού Droppy-S της FARO

Το Droppy S είναι το σύστημα καθαρισμού νερού που καθαρίζει εύκολα το νερό αφαιρώντας έως και το 99% των διαλυμένων υλικών.

- 3 lt καθαρισμένου νερού σε λιγότερο από 5 ώρες
- Ιδανικό για την παροχή αυτόκλειστου
- Αυτόματη απενεργοποίηση στο τέλος της διαδικασίας καθαρισμού
- Περιλαμβάνεται δοχείο 4 lt

Χαρακτηριστικά	Προδιαγραφές
Είσοδος ισχύος	230/240 V
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Διαστάσεις διάμετρος/ύψος	23 cm/36 cm
Βάρος	3,5 Kg

250€



Ψηφιακός Σένσορας Siger

1600€



Hybrid ICs on circuit board
Low noise integrated circuit design

APS CMOS image sensor
Low noise CMOS image sensors
In-house design and process

CsI scintillator
Directly deposited CsI
Low Dose (LD) and
High Resolution (HR) options

Robust and safety design
Biocompatible IP68 protection
Easy infection control



Designed for high reliability
Reinforced cord connection
> 70,000 bending test ($\pm 90^\circ$) passed


Encapsulation layer
Protects scintillator

Rounded edges
Improved patient comfort

Θερμοσυγκολλητής Siger

- Εξαιρετική απόδοση
- Οι θήκες αποστείρωσης θερμαίνονται ομοιόμορφα και με πολύ καλή απόδοση σφράγισης
- Η ταινία στεγανοποίησης 12 mm κάνει πιο δυνατή σφράγιση
- Η ενσωματωμένη λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα κάνει μια επίπεδη κοπή
- Ο ενσωματωμένος σχεδιασμός της μηχανής στεγανοποίησης είναι ομοιόμορφος και σταθερός
- Ο βελτιστοποιημένος σχεδιασμός του άξονα κυλίνδρου κάνει το ρολό αποστείρωσης να κυλά ομαλά
- Η αμφίδρομη λαβή παρέχει άνετη λειτουργία
- Εύκολη συντήρηση του μηχανήματος
- Η απλή αντικατάσταση λεπίδας εξοικονομεί κόστος συντήρησης
- Ο σφικτήρας μπορεί να ρυθμιστεί ανά πάσα στιγμή για να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα στεγανοποίησης
- Το π्लाστικό κάλυμμα ASA δεν γερνά και δεν αποχρωματίζεται εύκολα

280€



Mariotti MiniUnico f-easy

Χειρουργικό Μοτέρ Εμφυτευμάτων




Η βελτιωμένη έκδοση του μοτέρ εμφυτευμάτων της MARIOTTI-MiniUnico, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ιταλία, συνδυάζει ευκολία χρήσης και πρακτικότητα με κορυφαία απόδοση ροπής, πλήρη ασφάλεια και ακρίβεια λειτουργίας με οποιοδήποτε σύστημα εμφυτεύματος.

- Διατίθεται με χειρουργική χειρολαβή 20:1
- Εγγύηση 2 χρόνια



Χειρουργική Χειρολαβή 20:1 Εμφυτευμάτων Mariotti

- Διατίθεται με LED ή χωρίς
- Εξαιρετική απόδοση, μηχανική ακρίβεια για την επίτευξη υψηλών ταχυτήτων
- 12 μήνες εγγύηση



Morita Root ZX mini

- Μέτρηση ριζικού σωλήνα με απόλυτη ακρίβεια
- Παρέχει πολλές αυτόματες λειτουργίες από το κοντρόλ που εγγυώνται ασφαλείς θεραπείες
- Το Root ZX Mini μετράει το ριζικό κανάλι με απόλυτη ακρίβεια



Endo Pex

- Endo motor + Apex locator
- 10 adjustable modes. CWCCW REC. ATC, measurement
- Speed: 150 rpm - 650 rpm
- Torque: 0.6 - 4N-cm
- Battery: 1500 mAh
- P1-p9 realtime display the movement of root canalfiles. (the root canal length is preset. Preset range is 0-1.0. Automatically reverses when the file 1500mAh. Large capacity battery reaches the setting value)
- Longer standby for 140h and continuous use for at least 70h



650
SPEED Rpm

LCD
SCREEN

4
TORQUE N-cm

ΔΩΡΟ

**10 κουτάκια
ρίνες**

ΑΞΙΑΣ

300€

950€

U-Motopex

Μοτέρ ενδοδοντίας για την επεξεργασία αήληθ και την ταυτόχρονη μέτρηση του ριζικού σωλήνα αφού έχει ενσωματωμένο εντοπιστή ακροριζίου.

- Ο εντοπισμός ακροριζίου ενεργοποιείται κατά την επεξεργασία
- Θόρυβος 50 dB
- Μεγαλύτερη ροπή, η οποία μπορεί να φτάσει τα 4-5 N·cm
- Οθόνη OLED ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης, κατάλληλη για αριστερό και δεξί χέρι
- Είναι ανθεκτικό με μεγάλη μπαταρία 1500mah και λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
- Το πρόγραμμα προκαθορισμένων αρχείων μπορεί να προκαθορίσει τις συνιστώμενες παραμέτρους εργασίας σύμφωνα με διαφορετικές μάρκες και μοντέλα
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 340°

890€

ΔΩΡΟ

**10 κουτάκια
ρίνες**

ΑΞΙΑΣ

300€

unico

1:1 CONTRA-ANGLE
340°

SPEED 150~650 rpm
TORQUE 0.6-4N·cm

BATTERY
1500mAh



U-Ai Pro

Μοτέρ ενδοδοντίας χωρίς ψήκτρες με ενσωματωμένο κορυφαίο εντοπιστή.

- Χαμηλότερος θόρυβος: Μειώστε σημαντικά την απόδοση του θορύβου κατά 15% σε σύγκριση με τα άλλα μοτέρ. Μόνο 45dB με 300rpm
- Πολύ σταθερό: συνδυάζοντας τον κωδικοποιητή ταχύτητας, ανιχνεύει αυτόματα την ταχύτητα περιστροφής με την ακρίβειά του να φτάνει το 1%
- Περιστροφική λειτουργία χωρίς κραδασμούς, παλινδρομική λειτουργία με μικρή δόνηση
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Είναι προγραμματισμένο με 37 είδη προκαθορισμένων λειτουργιών
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 360°

1250€

ΔΩΡΟ

**10 κουτάκια
ρίνες**

+ 1 Endoplus
(εμφρακτικό ριζικού
σωλήνα 13,5gr)

**+ 1 λάστιχο
απομονωτήρα**

ΑΞΙΑΣ

375€

unico

1:1 CONTRA-ANGLE
360°

SPEED 100~1200 rpm
TORQUE 0.4~5N·cm

RECIPROCATING
20° ~ 400°



Ozosan[®] gel



Σταθεροποιημένο τζελ (γέλη) όζοντος για οδοντιατρική χρήση

- Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
- Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές
- Απαγορεύεται η αντιγραφή του καταλόγου ή μέρους αυτού χωρίς έγγραφη άδεια
- Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών του παρόντος τιμοκαταλόγου χωρίς προειδοποίηση



Dentalpin
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

T H E P R E M I U M D E N T A L